



# Maxicor

## Produtos Médicos

**Qualidade e referência em  
produtos médico-hospitalares**



# Conheça a Maxicor



## LINHA DO TEMPO

### FUNDAÇÃO

1991

A Maxicor foi fundada em 1991, fabricando eletrodos para monitorização cardíaca.



### RECONHECIMENTO DA MARCA

2003

Em 2003 a Maxicor foi premiada como a marca de eletrodo mais lembrada entre os profissionais de saúde, estabelecendo entre as melhores marcas, onde permanece desde então.



### NOVA SEDE

2007

Em 2007 ampliam-se as operações em começam as atividades na nova sede, construída e planejada para melhor eficiência logística no dia-a-dia.



### AMPLIAÇÃO DO GRUPO

2010

Em 2010 ocorre a ampliação do grupo de empresas Maxicor, iniciando a expansão da linha de produtos - que se encontra em desenvolvimento e atualização constantes até os dias atuais.



### ATUALMENTE

A Maxicor possui uma equipe de representantes atuando em todas as regiões do território nacional, bem como uma equipe interna altamente treinada e qualificada.

A marca é reconhecida nacionalmente, e hoje é uma das maiores distribuidoras de eletrodos descartáveis do país.

Os produtos da empresa possuem diversos certificados internacionais, tais como ISO, FDA e CE.

O setor de qualidade segue tanto as normas da ANVISA quanto as NBR específicas para cada produto.



# Eletrodo Descartável

Caixa com 2.000 unidades | Pacote com 50 unidades

Validade: 3 anos

## Descrição

- ▶ Espumado, gel sólido, adesivo hipoalergênico, botão de aço inoxidável e contra-pino AgCl.
- ▶ Utilizado para cirurgia em geral, UTI's, Monitorização cardíaca, Gravador de Holter.

## O que é o eletrodo para monitorização cardíaca?

O eletrodo Maxicor é o dispositivo indicado como intermediário para transmissão de sinal entre o corpo humano e o equipamento de controle de eletrocardiograma.



### Adulto

- ▶ Indicado para monitorização de pacientes adultos.
- ▶ Formato retangular
- ▶ Melhor custo benefício
- ▶ Código EAN:



### Premium

- ▶ Melhor adesividade
- ▶ Indicado para testes de esforço
- ▶ Formato de gota
- ▶ Maior área de gel sólido
- ▶ Código EAN:



### Infantil

- ▶ Indicado para monitorização de pacientes infantis
- ▶ Formato de gota
- ▶ Código EAN:



### Adulto/Infantil

- ▶ Pode ser utilizado para monitorização de pacientes adultos e infantis
- ▶ Formato retangular
- ▶ Código EAN:



### Neonatal

- ▶ Pode ser utilizado para monitorização de pacientes neonatos
- ▶ Formato circular
- ▶ Código EAN:



# Fita Cirúrgica Adesiva Hipoalergênica

Quantidade caixa de embarque: verificar na tabela abaixo

Validade: 3 anos

## Descrição

- ▶ Produzida com material microporoso de boa adesividade e fácil remoção.
- ▶ Produto descartável
- ▶ Isento de látex
- ▶ Disponível na cor branca em 7 tamanhos.

## O que é a Fita Cirúrgica Adesiva Hipoalergênica?

É uma fita adesiva utilizada como auxiliar na fixação de curativos.

## Quais as características da Fita Cirúrgica Adesiva Hipoalergênica Maxicor?

Ela é composta de tecido não tecido viscose de rayon e adesivo de acrilato hipoalergênico, livre de látex.

Resistente à água, porém não impermeável.

Transpirável, extremamente maleável e não danifica o tecido ao retirar.



## Onde são utilizadas?

Os modos de uso no meio cirúrgico são:

Proteção de tecido de agentes externos, no pós-operatório, fixação de curativos, gazes, cateteres, sondas, drenos etc.

## Qual a diferença de cores das embalagens da Fita Cirúrgica Adesiva Hipoalergênica?



Verde:

O comprimento do rolo é de 10 metros



Azul:

O comprimento do rolo é de 4,5 metros

## Informações das Caixas

| Tamanho do rolo | Quantidade embalagem primária | Quantidade caixa de embarque | Código EAN                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12mm x 10m      | 12 rolos                      | 480 rolos                    | <br>7 898931 988442 |
| 25mm x 10m      | 12 rolos                      | 360 rolos                    | <br>7 898931 988459 |
| 50mm x 10m      | 6 rolos                       | 180 rolos                    | <br>7 898931 988466 |
| 100mm x 10m     | 6 rolos                       | 144 rolos                    | <br>7 898931 988473 |
| 25mm x 4,5m     | 12 rolos                      | 360 rolos                    | <br>7 898931 988169 |
| 50mm x 4,5m     | 6 rolos                       | 180 rolos                    | <br>7 898931 988176 |
| 100mm x 4,5m    | 6 rolos                       | 144 rolos                    | <br>7 898931 988954 |

# Esparadrapo Impermeável

Quantidade caixa de embarque: verificar na tabela abaixo

Validade: 3 anos

## Descrição

- ▶ Tecido 100 % algodão e resinas acrílicas, adesivo à base de óxido de zinco, borracha natural e resinas. Carretel de polipropileno.
- ▶ Boa adesividade e fácil remoção.
- ▶ Produto descartável.
- ▶ Bordas serrilhadas para facilitar o corte manual do produto em ambos os sentidos no tamanho desejado antes da utilização.

## O que é o Esparadrapo Impermeável?

É uma fita de procedimentos médicos, utilizada na colagem de curativos sobre a gaze, em fixações de alta compressão ou imobilização.

## Quais as características do Esparadrapo Impermeável?

O esparadrapo é confeccionado com tecido 100% algodão, com resina acrílica impermeabilizante e borracha natural.

Em uma das faces é aplicado o adesivo a base de óxido de zinco.

O esparadrapo Maxicor impermeável é resistente, maleável e de alta aderência.

## Qual a cor da capa do rolo do Esparadrapo Impermeável?

- Azul claro:  
O comprimento do rolo é de 4,5 metros



Esparadrapo Maxicor  
Impermeável



## Informações das Caixas

| Tamanho do rolo | Quantidade embalagem primária | Quantidade caixa de embarque | Código EAN                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50mm x 4,5m     | 12 rolos                      | 240 rolos                    | <br>7 898931 988930 |
| 100mm x 4,5m    | 6 rolos                       | 120 rolos                    | <br>7 898931 988933 |

# Papel Grau Cirúrgico

Quantidade caixa de embarque: verificar na tabelas ao lado

Validade: 5 anos

## O que é o Papel Grau Cirúrgico?

O papel grau cirúrgico é utilizado como embalagem de produtos para esterilização na autoclave.

É composto de uma lâmina plástica termo resistente e outra de SMS (spunbond-meltblown-spunbond) ambas fundidas lateralmente, onde se encontram indicadores químicos que mostram quando foi submetido ao calor e pressão de autoclave.

Deve possuir características tais quais: ser resistente ao calor, tração e perfuração, não podendo conter amido e corantes. Deve, também, ser permeável ao vapor, calor, ETO (óxido de etileno) e formaldeído.

O papel grau cirúrgico, a rigor, é somente a parte de papel, cujas características, porosidade, resistência, entre outras, são definidas pelas normas técnicas (ABNT NBR 14990- 2:2010) para a confecção de embalagens para esterilização.

## Quais as formas de apresentação do Papel Grau Cirúrgico disponíveis ?



**Papel Grau Cirúrgico  
Rolo  
Harbo Medical**



**Papel grau cirúrgico  
Auto Selante  
Harbo Medical**



**Rolo**



**Auto  
Selante**

- ▶ Em rolos de 100 metros e 50 metros, para corte no comprimento desejado
- ▶ Papel Grau Cirúrgico com porosidade controlada
- ▶ Tripla selagem
- ▶ Indicador químico para esterilização por vapor saturado e óxido de etileno
- ▶ Seta indicativa do sentido de abertura do papel


- ▶ Embalagens em tamanhos determinados, sem necessidade de seladora, para rápida e fácil utilização
- ▶ Papel Grau Cirúrgico com porosidade controlada
- ▶ Tripla selagem
- ▶ Indicador químico para esterilização por vapor saturado e óxido de etileno
- ▶ Seta indicativa do sentido de abertura do papel

**Produto não regulado pela GGTPS / ANVISA**

## Informações das caixas

### Papel Grau Cirúrgico Rolo



| Tamanho     | Quantidade por caixa | Código EAN                                                                          |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5cm x 100m  | 12 rolos             |    |
| 8cm x 100m  | 12 rolos             |    |
| 10cm x 100m | 12 rolos             |    |
| 12cm x 100m | 8 rolos              |    |
| 15cm x 100m | 8 rolos              |    |
| 20cm x 100m | 4 rolos              |   |
| 25cm x 100m | 4 rolos              |  |
| 30cm x 100m | 4 rolos              |  |
| 35cm x 100m | 4 rolos              |  |
| 40cm x 100m | 4 rolos              |  |
| 45cm x 100m | 4 rolos              |  |
| 50cm x 100m | 4 rolos              |  |
| 60cm x 100m | 4 rolos              |  |

| Tamanho    | Quantidade por caixa | Código EAN                                                                            |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5cm x 50m  | 36 rolos             |    |
| 8cm x 50m  | 24 rolos             |    |
| 10cm x 50m | 18 rolos             |    |
| 12cm x 50m | 12 rolos             |    |
| 15cm x 50m | 12 rolos             |    |
| 20cm x 50m | 6 rolos              |   |
| 25cm x 50m | 6 rolos              |  |
| 30cm x 50m | 6 rolos              |  |

- ▶ Os papéis em rolo estão disponíveis em comprimentos de 100 metros e 50 metros.
- ▶ Indicadores para esterilização em vapor saturado e óxido de etileno

### Papel Grau Cirúrgico Auto Selante

| Tamanho       | Quantidade por caixa | Código EAN                                                                          |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 90mm x 160mm  | 4.000 unidades       |  |
| 90mm x 260mm  | 2.000 unidades       |  |
| 150mm x 250mm | 2.000 unidades       |  |
| 150mm x 270mm | 2.000 unidades       |  |
| 200mm x 330mm | 1.000 unidades       |  |



**Caixinha com  
200 unidades**

# Lâminas de Bisturi Aço Carbono

Caixa com 5.000 unidades | Caixa com 100 unidades

Validade: 5 anos

## Descrição

- Indicado para utilização em procedimentos cirúrgicos.
- A escolha do modelo de lâminas depende de cada procedimento em particular, ficando a escolha do modelo de lâmina a critério do cirurgião responsável.

## O que são lâminas de bisturi?

Lâminas de bisturi são instrumentos utilizados para abertura do tecido - corte do parênquima - para cirurgias e procedimentos gerais de rotina em serviços de saúde. Ainda pode ser utilizada também em outros procedimentos, como na podologia.

Existem inúmeros formatos de lâminas, e a indicação do tamanho da lâmina a ser utilizada dependerá do procedimento e a escolha é de responsabilidade do profissional.

As lâminas de bisturi vêm em embalagem individual estéril.

Caixas  
com  
100 unidades



Lâmina de Bisturi  
Aço Carbono  
Maxicor



## Tamanhos disponíveis



Código EAN



7 898931 988015



Código EAN



7 898931 988039



Código EAN



7 898931 988077



Código EAN



7 898931 988084



Código EAN



7 898931 988091



Código EAN



7 898931 988107



Código EAN



7 898931 988114



Código EAN



7 898931 988121



Código EAN



7 898931 988145



Código EAN



7 898931 988152

# Lanceta de Segurança

Caixa com 4.000 unidades | Caixinha com 100 unidades

## Descrição

- ▶ Lanceta de segurança descartável Maxicor.
- ▶ Tamanho disponível:  
28g - 1,8mm

## O que é a Lanceta de Segurança?

É um pequeno dispositivo médico de auxílio na coleta de amostra de sangue.

## Qual o uso da Lanceta de Segurança?

Ela é utilizada para a perfuração superficial da pele, a fim colher amostra de sangue capilar para diversos testes. Seu funcionamento baseia-se na punção por ação física, contra o local desejado.

## Características da Lanceta de Segurança

Fabricada em plástico polietileno, com a agulha de aço inoxidável e esterilizada a raio gama, descartável de uso único.



▶ Código EAN:



# Aparelho de Barbear

Caixa com 1.000 unidades | Pacote com 5 unidades

## Descrição

- ▶ Possui cabo em plástico
- ▶ Lâmina dupla
- ▶ Com capa protetora
- ▶ Cada embalagem contém cinco aparelhos de barbear descartáveis.



▶ Código EAN:



## O que é o aparelho de barbear?

O aparelho de barbear tem como o objetivo principal a remoção dos pelos faciais, mas pode ser usado em diversas partes do corpo como removedor de pelos. É vendido em cartucho com 5 unidades. O aparelho possui 2 lâminas paralelas protegidas por uma capa, e possui cabo plástico. Leve e de fácil manuseio. É muito usado em procedimentos cirúrgicos, onde houver a necessidade de remoção de pelos no local.

Produto não regulado pela GGTPS / ANVISA

# Coletor de Urina

## O que é o coletor de urina?

Tem como finalidade única de servir como recipiente de urina de pacientes com dificuldades de locomoção. Utilizado em unidades de saúde, clínicas, etc.

## Sistema Fechado

Caixa com 100 unidades | Embalagem com 1 unidade

Validade: 5 anos

### Descrição

- ▶ Coletor de urina adulto, 2000ml, sistema fechado.
- ▶ Graduado em PVC, esterilizado à óxido de etileno, com válvula e ponto de coleta.
- ▶ Indicado para coleta, armazenagem, mensuração e monitoramento da urina em pacientes com incontinência, submetidos a processos cirúrgicos, acamados, entre outros.

▶ Código EAN



Bolsa Coletora de Urina Maxicor

## Tipo Saco

Caixa com 4.000 unidades | Pacote com 100 unidades

Validade: 5 anos

### Descrição

- ▶ Coletor de urina adulto, 2000ml, com barbante.
- ▶ Recipiente não fixado ao corpo humano e para coleta de resíduos orgânicos.
- ▶ Não utilizado como auxílio de diagnóstico, por suas medidas serem aproximadas devido ao coeficiente de dilatação do material.

▶ Código EAN



Coletor de Urina Maxicor

## Máscara Cirúrgica Tripla

Caixa com 2.000 unidades | Cartucho com 50 unidades

Validade: 3 anos

### Descrição

- ▶ Máscara Cirúrgica com 3 camadas protetoras
- ▶ Eficiência de filtragem bacteriana de > 95 %
- ▶ Com elástico para melhor ajuste



Máscara Cirúrgica Tripla Maxicor

▶ Código EAN:



## Qual a eficácia desse tipo de máscara?

A Maxicor comercializa apenas a máscara cirúrgica de 3 camadas (sendo comum encontrar no mercado máscaras de 2 ou uma camada, porém de baixa eficácia). A Máscara Cirúrgica Maxicor contém uma camada de filtro (meltblown) entre outras duas camadas de tecido não tecido (TNT), o que lhe garante mais de 95% de eficácia de filtragem bacteriana comprovada.

## O que são máscaras cirúrgicas descartáveis?

São máscaras faciais de uso médico-hospitalar, que devem possuir uma manta filtrante que assegure a sua eficácia em filtrar microrganismos e reter gotículas. São comumente usados por médicos, dentistas, veterinários, e qualquer outro setor relacionado a saúde. São de uso único, e devem ser descartadas após o uso.

# Fita Adesiva Hospitalar - Fita Crepe

Caixa com 90 unidades | Embalagem com 1 unidade

## Descrição

- ▶ Utilizada em identificação de rótulos, fechamento de embalagens, fixação de ataduras, entre outros.
- ▶ Não aplicar diretamente sobre a pele
- ▶ Confeccionada em dorso de papel crepado, adesivo a base de borracha.

### O que é a Fita Adesiva Hospitalar?

É uma fita de procedimentos médicos, utilizada no apoio hospitalar para identificação de rótulos, fechamento de embalagens, fixação de ataduras.

Pode ser utilizada para apoio hospitalar, em clínicas, laboratórios e outros ambientes da saúde.

Produto não regulado pela GGTPS / ANVISA



Fita Adesiva Hospitalar  
Maxicor

## Informações das Caixas

| Tamanho do rolo | Quantidade embalagem primária | Quantidade caixa de embarque | Código EAN                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16mm x 50m      | Individual                    | 90 rolos                     | <br>7 898931 988732 |
| 19mm x 50m      | Individual                    | 90 rolos                     | <br>7 898931 988756 |

# Fita Autoclave

Caixa com 72 unidades | Embalagem com 1 unidade

## Descrição

- ▶ Utilizada para fechamento de pacotes que serão utilizados em autoclave a vapor.
- ▶ Não aplicar diretamente sobre a pele
- ▶ Confeccionada em dorso de papel crepado, adesivo acrílico e uma camada de verniz em uma das faces. Reagente termoativo e multiparamétrico. Tubo de papelão. Isento de chumbo.

### O que é a Fita Autoclave?

É uma fita utilizada para fechamento de pacotes que serão utilizados em autoclave a vapor. Possui tinta termoreativa que muda a coloração de bege para preto quando submetidas à altas temperaturas.

A mudança de tonalidade da cor da fita após esterilização com autoclave a vapor não indica que o material está esterilizado, indica que o processo de esterilização obedeceu aos parâmetros de tempo, temperatura e pressão necessários para a mudança de cor.

Produto não regulado pela GGTPS / ANVISA



Fita Autoclave  
Maxicor  
19mm x 30m

▶ Código EAN:



7 898931 988916



Maxicor Produtos Médicos Ltda  
Rua Iolanda Túlio Borba, 243  
Estância Pinhais - Pinhais - PR  
CEP: 83.323-380  
CNPJ: 84.966.498/0001-31  
**41 3033-3091**  
**WWW.MAXICOR.COM.BR**